

mesoestetic®

.com

GENESIS

85



Me

all in one technology
for unlimited
solutions

the element for skincare experts




GENESIS

all in one technology

The smart fusion of **multiple technologies** that act **synergistically** to achieve **maximum results**.


smart
radiofrequency™ >>>



stimulation




<<< smart
transcutaneous drive™



contribution

smartdrivity®



Multiple
indications



Efficacy
studies



Immediate
and progressive results



High power with
excellent tolerance




Versatile
and adaptable




Compact and
portable design

smart radiofrequency stimulation

action mechanism¹



technologies



capacitive radiofrequency with LED



- Repairing, antioxidant and anti-inflammatory effect

capacitive radiofrequency

Skin depth

- Firming, moisturising and tightening effect

resistive radiofrequency



- Reducing, restructuring and draining action

general technical parameters



high power
180W



single-pole
system



specific frequency
448KHz

smart transcutaneous drive contribution

Technology based on **electrophoroporation** that combines the benefits of electrophoresis and electroporation.

action mechanism²



Completes the radiofrequency stimulation phase for a **comprehensive treatment of multiple indications.**



GENESIS

components

Attachments designed with the professional in mind, guaranteeing comfort, ergonomics and lightness.

smart radiofrequency™: **stimulation**



Attachment SRF01

capacitive radiofrequency
+ high intensity LED



Attachment SRF02

capacitive radiofrequency


specific electrodes for each zone



30 mm



60 mm



40 mm



20 mm

Other components included with the device are:
The return plate, electrode set, attachment holding tray and smart base furniture unit.

smart transcutaneous drive: **contribution**



Attachment SRF03

resistive radiofrequency



Attachment STD01

transcutaneous drive

boosters by indication



60 mm



40 mm



**G1
Balancer**



**G2
Regenerance**



**G3
Smoother**




**G4
Push-Up
& Lift**



**G+
Plus**

GENESIS

smart radiofrequency: stimulation



capacitive radiofrequency with LED

ACTION MECHANISM¹ Regenerating diathermy used at **low power**, with the aim of acting at the cellular level without increasing the temperature of the treatment area. **The high-intensity red LED** enhances fibroblast activity by increasing the synthesis of collagen and elastin, providing firmness and elasticity to the skin³.

⦿ indications:


- Sensitive skin
- Sensitised skin
- Post procedure
- Couperose
- Rosacea



application:

Facial: it can be carried out occasionally in reflex areas (reflexo-drainage), or linearly by stimulating traction axes and anchor points.

Body: all drainage points are stimulated, such as the vascular axis, solar plexus, breasts or buttocks.



capacitive radiofrequency

ACTION MECHANISM¹

It increases the temperature in the **superficial and middle layers** of the skin, which causes vibration, oscillation and changes in direction in water molecules, promoting arterial vasodilation, increasing cellular oxygenation and favouring drainage.

The increase in temperature promotes **fibroblast activation** by increasing the synthesis of collagen, elastin and reticulin and enhances the tissue's **restructuring and redensification**.

⦿ Indications:

- Loss of luminosity
- Irregular tone
- Flaccidity and loss of definition of the facial oval
- Wrinkles and loss of skin density
- Loss of skin density



application:

Apply with constant, circular or linear movements (redensifying mesh effect).



resistive radiofrequency

ACTION MECHANISM⁴

It causes deep and controlled heat in the tissue, acting at the **dermal level** and in subcutaneous **fat tissue**, promoting lipolysis and providing a draining and venotonic action.

Very effective technology for treating adipose and scar tissue, indicated in **reducing and firming** protocols and in treating **cellulite** at all levels.

⦿ **indications:**

- Cellulite
- Localised fat
- Flaccidity
- Stretch marks

👉 **application:**

Apply with repetitive and circular movements using the electrode, and finish with manual massage or transmit the current through the professional's hand by making circular movements.



G0 PTC complex

Conducting gel for the stimulation phase with **smart radiofrequency™**.


- **Moisturising, antioxidant and repairing** action
- Innovative formula with **photoactive technology**
- Easy to spread **gel-cream** texture. Leaves no residue on the waste
- **Durable extensibility** and easy to remove

key active ingredients:

- Anacystis nidulans (primitive seaweed)
- Photolyase Enzyme
- Phycocyanin (Fluorescent natural pigment)

GENESIS

smart transcutaneous drive: contribution



smart transdermal drive

ACTION MECHANISM

Technology based on electrophoresis; transcutaneous drive system with scientific evidence corroborating the release and dosing of active ingredients in deep layers of the skin.

Guarantees **optimal penetration of active ingredients** through an adnexal route (electrophoresis) and transepidermal route (electroporation).

⊕ Multiple indications:

Depending on the product applied

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Aging | - Scars |
| - Couperose | - Acne |
| - Sensitive skin | - Alopecia |
| - Cellulite | - Depigmentation |
| - Localised fat | - Flaccidity |
| - Post-surgical treatment | - Stretch marks |



application:

Apply with circular movements and slight pressure to evenly dispense the product.



G1 balancer

Single-dose booster **with a moisturising, revitalising and firming action.**

- Induces **collagen and elastin** synthesis.
- Provides deep **moisturising** for a revolumised skin
- **Prepares the skin** before any treatment to maximise results

key active ingredients:

- Rhodospirillum Rubrum
- Palmitoyl Tetrapeptide -3
- Acetyl Tetrapeptide-2
- Saccharomyces Lysate Extract



in vitro efficacy: increase of structural protein synthesis⁵




G2 regenerance

Single-dose booster with **intensive restorative and regenerating action**, indicated for treating **signs of aging**.

- Activates and accelerates the skin's **repair mechanisms**
- Accelerates skin regeneration by acting on **growth factors (GF)**
- Improves the tissue's **healing and repair** capacity

in vitro efficacy: wound healing in fibroblasts⁵



Acceleration of tissue repair. Complete tissue repair after 24h.

key active ingredients:

- Methylsilanol hydroxyproline aspartate
- Skeletonema costatum extract
- Malus domestica fruit cell culture extract
- Complex with EGF, IGF-1, FGF and VEGF, amino acids and vitamins



G3 smoother

Single-dose booster with **restorative, soothing and anti-inflammatory action**.

- High concentration of **niosome active ingredients**
- **Reduces** and prevents **inflammation**
- **Reinforces the capillaries** to reduce fragility
- **Soothes and moisturises** the skin
- Reduces **touch and heat sensitivity**

key active ingredients:


- Encapsulated niosome complex with magnolol, honokiol and salicin
- Troxerutin
- Acetyl dipeptide-1 cetyl Ester
- Tephrosia purpurea seed extract

niosome

Encapsulation system that protects the integrity of active ingredients and enhances their penetration.

It increases its efficacy by ensuring high dermal tolerance.

Hydrophilic interior



Lipophilic membrane

GENESIS

smart transcutaneous drive: contribution




G4 push-up & lift

Single-dose booster with **remodelling** action. Reduces volume and provides turgor and elasticity to the skin.



- Accelerates the synthesis of **collagen and elastin**
- Increases **lipolysis** and **reduces adipogenesis**
- Favours **drainage**
- Reduces **volume** and improves skin **texture** of the skin
- Developed for body **treatments** and **double chin**

in vitro efficacy: decrease in adipogenesis and increase in lipolysis⁵

Untreated adipocytes



Treated adipocytes



key active ingredients:

- Combination of hydrolysed plant-based proteins and amino acids
- Chlorella vulgaris
- Nelumbo nucifera leaf extract
- Hyaluronic acid



G+ plus

Neutral conducting gel. Enables the conduction of the main active ingredients of the **c.prof** and **x.prof**, maximising efficacy.

- **Complements and enhances** the action of boosters G1, G2, G3 and G4.
- **Increases** the number of **indications** to be treated, allowing for a fully **personalised** treatment.
- Its **gelled texture** provides comfort and a uniform distribution during the application

Indications:

facial

- Wrinkles
- Flaccidity
- Loss of density
- Pigmentation
- Lack of hydration
- Photoaging

body

- Localised fat
- Cellulite
- Flaccidity
- Stretch marks

capillary

- Alopecia
- Loss of density



programmes :wide versatility

44 Pre-established programmes + Free Program

F facial treatments

Antiaging

Lifting

Sensitive skin antiaging

Sensitive skin redness

Antiaging eye contour

Post-surgical eye contour

Double chin



B body treatments

Breasts remodelling

Breasts post-surgical

Buttocks

Legs

Arms

Abdomen remodelling

Post-partum abdomen



GENESIS

multiple options
for all treatments

Genesis offers professionals multiple treatment options in each of the equipment's pre-established programmes to suit the needs of the patients and to optimise the results.

FLASH TREATMENT

1 session

**INTENSIVE TREATMENT**

6 sessions are recommended

Body: 10 Sessions are recommended

INTENSIVE STIMULATION



INTENSIVE STIMULATION + NUTRITION

**MAINTENANCE TREATMENT**

Sessions are recommended every 15/30 days



mesoestetic

GENESIS

protocol guide

for addressing the main aesthetic indications



Genesis is based on tailor-made treatment protocols designed according to the area to be treated and type of programme, with the aim of achieving the best results in the shortest possible time.

1. Antirrugas 1.1 Flash 10 1.2 Intensitas Estimulación 12 1.3 Intensitas Estimulación + nutrición 14 1.4 Mantenimiento 16 2. Liftng 2.1 Flash 16 2.2 Intensitas Estimulación 22 2.3 Intensitas Estimulación + nutrición 22 2.4 Mantenimiento 24 3. Pielos sensibles antiaging 3.1 Intensitas Estimulación 24 3.2 Intensitas Estimulación + nutrición 26 3.3 Mantenimiento 26 4. Pielos sensibles capilares 4.1 Intensitas Estimulación 32 4.2 Intensitas Estimulación + nutrición 34 4.3 Mantenimiento 36 5. Contorno de ojos antiaging 5.1 Intensitas Estimulación 36 5.2 Intensitas Estimulación + nutrición 42 5.3 Mantenimiento 42 6. Contorno de ojos con antiaging 6.1 Intensitas Estimulación 44 6.2 Intensitas Estimulación + nutrición 46 6.3 Mantenimiento 48 7. Doble mentón 7.1 Intensitas Estimulación 40 7.2 Intensitas Estimulación + nutrición 52 7.3 Mantenimiento 54	4.2 Tratamiento pieles sensibles específico Intensivo Estimulación + Nutrición Tiempo: 35 minutos Preparación - Desmaquillar con hidrante. - Tratar con hidrante. - Colocar placa de sensores en la parte superior de la espalda (debajo de la escápula derecha). - Aplazar una capa de GDF-PTC Complex con un pincel en escote, cuello y rostro. Fase 1 Smart Radiofrequency / Capacitiva baja potencia + LED Tiempo: 15 minutos - Conectar mango SRF02 (Capacitiva a baja potencia con LED). - En esta fase se recomienda trabajar con potencia hasta 30%. - Aplazar realizando movimientos circulares en puntos de radiofrecuencia (3 repeticiones en cada punto). - Primera radiorregión (profunda - media - terminal). - Segunda radiorregión (profunda - media - terminal). - Muslo del mal. - Pantorrilla. - Pantorrilla. - Muslo de la femur (preferencia entre de la esp.). - Temporal. - Pantorrilla. - Primera radiorregión (profunda - media - terminal). - Segunda radiorregión (profunda - media - terminal). Fase 1B Smart Radiofrequency / Capacitiva baja potencia + LED Tiempo: 10 minutos - Con el mango SRF02. - En esta fase se recomienda trabajar con potencia 30%. - Movimientos circulares ascendentes en escote, cuello y rostro para calentar toda la zona. - Después por encima del hombro hacia el cuello, realizando tres líneas, repitiendo 3 veces. - Subir a cuello realizando movimientos de faja ascendente hasta realizar 3 líneas y entrecruzando con faja descendente del cuello hacia el pecho haciendo una red progresiva. Repetir cada movimiento tres veces. - Movimiento circular en la zona submenton.	8. Senos simétricos 8.1 Intensitas Estimulación 58 8.2 Intensitas Estimulación + nutrición 62 8.3 Mantenimiento 62 9. Senos con quering 9.1 Intensitas Estimulación 64 9.2 Intensitas Estimulación + nutrición 66 9.3 Mantenimiento 68 10. Codos 10.1 Intensitas Estimulación 70 10.2 Intensitas Estimulación + nutrición 72 10.3 Mantenimiento 74 11. Puntos 11.1 Intensitas Estimulación 76 11.2 Intensitas Estimulación + nutrición 78 11.3 Mantenimiento 80 12. Braços 12.1 Intensitas Estimulación 82 12.2 Intensitas Estimulación + nutrición 84 12.3 Mantenimiento 86 13. Abdomen inestable 13.1 Intensitas Estimulación 88 13.2 Intensitas Estimulación + nutrición 90 13.3 Mantenimiento 92 14. Abdomen con quering 14.1 Intensitas Estimulación 94 14.2 Intensitas Estimulación + nutrición 96 14.3 Mantenimiento 98	10.3 Tratamiento glúteos Mantenimiento Se recomienda realizar cada 15 / 30 días Preparación - Exfoliar con bodybrush exfoliator gel. - Colocar placa de sensores en la parte superior. - Aplazar una capa de GDF-PTC Complex con un pincel en glúteos y zona lumbar. Fase 1 Smart Radiofrequency / Capacitiva baja potencia + LED Tiempo: 15 minutos - Conectar mango SRF02 (Capacitiva a baja potencia con LED). - En esta fase se recomienda trabajar con potencia hasta 30%. - Aplazar realizando movimientos circulares en puntos de radiofrecuencia (3 repeticiones en cada punto). 8 puntos en zona lumbar paralelos a la columna (tres de cada lado). 4 puntos desde cadera hacia fuera hacia región sacro-lumbar en ambos lados. - Unión desde parte inferior del glúteo hacia afuera. - Movimiento de dentro hacia fuera para drenar hacia ganglios linfáticos. Fase 1B Smart Radiofrequency / Capacitiva de alta intensidad Tiempo: 10 minutos - Conectar mango SRF02 (Capacitiva de alta intensidad con electrode de 60 mm). - Movimientos circulares pasando por glúteo anterior, posterior y medio. - Realizar fajas desde lateral hacia el centro, haciendo una red. - Repetir la secuencia 3 veces.
--	---	--	--

technical specifications


of the device

Power	180 W
Frequency	448 kHz
Screen	RGB touch screen
Measurements	37 x 28.5 x 10.5 cm
Weight	7 kg
Software update	via USB


clinical cases ⁶

visible results from the first session

double chin: firming and reducing effect




buttocks: reduced flaccidity and improved cellulite



eye contour: correction of signs of aging in the periorcular area (expression lines, wrinkles, under-eye circles and loss of luminosity)




arms: firming effect, improved skin texture and hydration



double chin: reducing, firming, moisturising and retexturising effect



sensitive skin: increased hydration, improved erythema and capillary fragility



GENESIS

Multitechnology device with a **synergistic combination** of four technologies.

Power, versatility and efficacy in a compact, portable design.

Proven, lasting and visible results from the first session.

Must-have technology that **exponentially increases** the **efficacy of multiple aesthetic treatments**.



1. El-Domyati M, el-Ammawi TS, Medhat W, Moawad O, Brennan D, Mahoney MG, Uitto J. Radiofrequency facial rejuvenation: evidence-based effect. J Am Acad Dermatol. 2011 Mar;64(3):524-35. 2. Shi J, Ma Y, Zhu J, Chen Y, Sun Y, Yao Y, Yang Z, Xie J. A Review on Electroporation-Based Intracellular Delivery. Molecules. 2018 Nov 21; 23 (11): 3044. 3. Wunsch A, Matuschka K. A controlled trial to determine the efficacy of red and near-infrared light treatment in patient satisfaction, reduction of fine lines, wrinkles, skin roughness, and intradermal collagen density increase. Photomed Laser Surg. 2014 Feb;32(2):93-100. 4. Da Silva RMV, Santos JC, de Carvalho WLM, de Vasconcellos LS, de Castro ABF, Borges FDS, Carreiro EM, Meyer PF. Effects of Ultracavitation and Radiofrequency on Abdominal Adiposity. J Clin Aesthet Dermatol. 2022 Jan;15(1):E66-E71. 5. In vitro efficacy report for the active ingredients of the Genesis range. Biotechnology Unit mesoestetic® Pharma Group S.L. 2023. 6. Genesis safety and efficacy study for various indications. Medical Affairs Unit. mesoestetic Pharma Group S.L. 2023.



mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 93 325 20 30
www.mesoestetic.com
made in Spain

KFEGEN0059/2311